

Maxillo Facial Surgery





UR-5720
二関節丸ノミ鉗子
(曲) 19cm



UR-5721
直型



UR-5722
曲型

丸ノミ鉗子
16cm



3mm
#1

UC-5711
顔面用ノミ
19cm



6mm
#2

UC-5712
顔面用ノミ
19cm



4mm
#3

UC-5713
顔面用ノミ
19cm



7mm
#4

UC-5714
顔面用ノミ
19cm



7mm
#5

UC-5715
顔面用ノミ
19cm



UR-5842
U字型起子
13cm



UR-5857
顔面用骨鉗子(直)
18cm



UR-5859
顔面用骨鉗子(曲)
20cm



UR-5844
ランゲンベック起子
20cm



UR-5851
骨鋭鉤(大)
19cm



UR-5861
□一鉗子
24.5cm
(左用)



UR-5862
□一鉗子
24.5cm
(右用)



鼻中隔切除メス
19cm



UC-5491
(右用)



UC-5492
(左用)



UN-5554
カンバース双鉤
12cm

UR-5512
アウフリヒト鼻鉤
17cm





図1参照



Z 鉤



- UR-5521 カンバース鼻鉤(#1) 全長10cm 巾13mm
- UR-5522 カンバース鼻鉤(#2) 全長10cm 巾13mm
- UR-5523 カンバース鼻鉤(#3) 全長10cm 巾13mm
- UR-5524 カンバース鼻鉤(#4) 全長10cm 巾13mm




UR-5870(大)
巾14mm



UR-5871(小)
巾10mm



US-1242
ワイヤーカッター
(超硬チップ) 12cm



UM-6054
バンドプッシャー
13.5cm



UM-6056
ワイヤー把持鉗子
15.5cm



UM-6001
ディングマン開口器
(改良型)



UM-6003
デービス開口器
14cm



UM-6005
万能開口器
レギュラー型
(丹下式) 9cm



UM-6006
万能開口器
(細身) 小児型
(小) 8.5cm


UM-6005Y
舌圧子付開口器



万能開口器と舌圧子の一体型タイプなので
今までレトラクターを持っていたアシスタントは不要です。



UM-6036
舌圧子(成人用)
15cm(27mm巾)




ハンドルは
アルミ合金製

UC-5650
テフロンハンマー
19cm



UM-6167
金属スケール (cm, インチ)
0~150mm



UM-6166
金属スケール (cm用)
0~150mm



UM-6161
カストロカリパー
9.5cm (目盛20mm)



#M-2
リップワイダー
(2個入)



プラスチック口角鉤
UM-6026 (大)
UM-6027 (小)



UM-2612-NC
FMサジタルレトラクター
(外側用)




●下顎枝矢状分割のために開発された 専用レトラクター

FMサジタルレトラクター（外側用）は下顎枝頬側に挿入し、先端を下顎骨下縁及び後縁に装着、固定することによって幅広い視野を確保でき、骨切時に鋸刃等から血管及び近辺組織を保護できるよう、プロテクターとしても利用できます。



UM-2613
FMサジタルレトラクター（内側用）

FMサジタルレトラクター（内側用）は、舌側部に挿入するレトラクターで、従来のプロケニハーケンに較べ外側用レトラクターの末端窪み部に先端を挿入するだけで周辺軟組織を塵迫、リンデマンバー等使用時に血管及び近辺軟組織損傷を防ぐような形状になっています。



UM-2614
FM Le Fort I レトラクター

LeFort I 型骨切りの際に、翼突上顎縫合部に挿入することにより、上顎洞側壁・後壁周囲軟組織の損傷を防ぐような形状になっています。

KT式IVROレトラクター



UO-2615

●下顎枝垂直骨切りのための簡便な骨切り線決定法

レントゲン写真であらかじめ想定した骨切り部位を、
狭い術野からのアプローチでも正確に下顎骨の外面に
再現できます。




下顎枝垂直骨切り術用インスツルメント




UR-5915-NC
前縁剥離子 (V型)
18cm



UR-5910-NC
柄付き保護板
18cm



UR-5911-NC
両頭骨膜剥離子 (弱弯)
21cm



UR-5912-NC
両頭骨膜剥離子 (強弯)
21cm



下顎枝垂直骨切り術用インスツルメント



UR-5913-NC
切痕用剥離子
(左側内側、右側外側) 18cm

UR-5914-NC
切痕用剥離子
(右側内側、左側外側) 18cm



UY-6620
下顎下縁レトラクター
左側 20cm



UY-6621
下顎下縁レトラクター
右側 20cm

