

紫外線治療装置

ケアビーム

CAREVEAM

308nm ターゲット型エキシマライト

はじめての紫外線治療に、
やさしさという安心を。



GUNZE MEDICAL

グンゼメディカル株式会社

はじめての紫外線治療に、やさしさという安心を。

POINT 1

初めての紫外線治療でも、安心の使いやすさ。

紫外線治療装置 CAREVEAMは、放射照度(mW/cm^2)の調整機能により、過照射のリスクを軽減します。紫外線治療が初めての方にも、安心してご使用いただけます。

POINT 2

放射照度(mW/cm^2)のレベルを自在にコントロール。

10~30 mW/cm^2 の5段階で放射照度(mW/cm^2)を調整できます。それぞれの症状や肌状態に合わせて、細かく調整をすることが可能です。

POINT 3

コンパクトで使いやすい設計。

省スペース設計のコンパクトな本体で、限られた診療スペースにも無理なく設置可能です。また、軽量ハンドピース (62.35g) は長時間の使用でも手首への負担を軽減し、快適な操作性を実現しています。

適応症例

乾癬

尋常性白斑

アトピー性
皮膚炎

円形脱毛症

菌状息肉腫

湿疹
(※保険適用外)



基本セット



本体 / 1台



電源コード / 1本



保護めがね(施術者用)
1個



フットスイッチ / 1個



保護めがね(患者用)
1個



メインチップ
1個



標準交換チップ
6個セット1式

仕 様

一般的名称	紫外線治療器
販売名	紫外線治療装置 CAREVEAM
型式	EX-3000CG
光源	キセノンクロライドエキシマライト
主波長	308nm
放射照度	10 mW/cm^2 ~30 mW/cm^2
照射時間	1~180秒
メインチップサイズ(面積)	2.08 $\text{cm} \times 3.98\text{cm}$ (8.27 cm^2)
外形寸法	サイズ: 300(W) $\times$ 250(D) $\times$ 210(H)mm
重量	4kg
定格電源	AC100V、50/60Hz
医療機器認証番号	307AFBZX00007000

診療報酬について

保険点数：中波紫外線療法 (308ナノメートル以上313ナノメートル以下に限定したもの) 340点

適用：長波紫外線療法又は中波紫外線療法は乾癬、類乾癬、掌蹠膿疱症、菌状息肉腫(症)、悪性リンパ腫、慢性苔癬状皰癬疹、尋常性白斑、アトピー性皮膚炎又は円形脱毛症に対して行った場合に限りて算定。

(令和6年度診療報酬点数表による)

製造販売業者

グンゼメディカル株式会社

各種資料の請求・購入その他のお問い合わせは、グンゼメディカル株式会社までご連絡ください。

TEL : 06-4796-3151

FAX : 06-4796-3150

文書管理No.P000594-1 (2025.6)

CAREVEAM
308 EXCIMER SYSTEM